CONSEJOS SIMPLES PARA EL ÉXITO

Cómo usar su sensor Freestyle libre

Dónde poner el sensor

- Coloque el sensor en la parte plana de la parte posterior de su brazo.
- Colóquelo a 1 pulgada de distancia de donde coloca las inyecciones de insulina.
- Cambie de brazo cada vez que cambie el sensor para que no tenga problemas en la piel.

Qué ponerse

- Use vestimenta suelta y ligera sobre el sensor.
- Tenga cuidado de no tirar del sensor cuando se viste.

Uso del sensor

- Para proteger el sensor, cúbralo con un vendaje cuando practique deportes.
- No cubra el pequeño agujero en el centro del sensor.
- Si el sensor comienza a soltarse por el sudor, puede usar pegamento seguro para la piel para mantenerlo en su lugar.

Resistente al agua

- El sensor es resistente al agua.
- Puede usarlo mientras se ducha, se baña o nada.
- No se hunda más de 3 pies ni permanezca en el agua por más de 30 minutos.
- Séquelo cuando se moje.
- Es posible que el Bluetooth no funcione en el agua.

Cuándo quitar el sensor

- El sensor dura hasta 15 días.
- Su aplicación le dirá cuándo cambiarlo.
- Despegue el sensor lentamente para que no le lastime la piel.

Tenga cuidado

- Tenga cuidado con las puertas, los cinturones de seguridad y las mochilas. Pueden golpear el sensor.
- Trate de no dormir de lado sobre el sensor.
- No toque el sensor una vez que está encendido.

Llame al 855.632.8658 si necesita ayuda.

También puede obtener ayuda con su sensor aquí: freestyle.abbott/us-en/support/sensorsupportrequest.html.

Escanee aquí para obtener ayuda con su sensor

ACTUALIZADO EL 10/2025

CENTRAL HEALTH